


Nya Streckkodsmärkta provburkar i kokontrollen

Eurofins Steins och Svensk Mjök inför gemensamt en ny typ av provburk för kokontrollens analysprover. De nya burkarna är märkta med streckkoder (EAN-typ).

Varför streckkodsmärkta burkar?

1. Nuvarande burkar är utslitna och ingen nyttillverkning kan ske. Det har sedan länge varit *stor brist på returmaterial* vilket gör att ett byte till nya provburkar är angeläget.
2. Bättre tätning – inget läckage från locken.
3. Eurofins Steins arbetar på en internationell marknad och man har verksamhet i bl.a. Danmark. Kokontrollen i Danmark har bytt till streckkodsburkar vilket *rationaliserat analysverksamheten*.



Streckkoderna ger även nya möjligheter :



- De nya burkarna gör det möjligt att använda annan teknik t.ex. *elektroniska mjölmätare* eller *handdatorer* med streckkodsavläsning.
- Streckkoderna kan sändas från "Kokontrollen på PC" version 5.1 och handdator vilket *minskar riskerna för fel genom en säker koppling analys-ko*. Eurofins Steins kommer att sända burkens streckkod tillsammans med analysresultatet till kokontrollen.
- *Andra typer av analyser* t.ex. mastitbakterier PCR, progesteron och salmonella kan på sikt beställas.

När får jag streckkodsmärkta burkar?

När du nästa gång skickar in dina mjökprover från provmjölkningen med tankbilen så kommer du att få de nya streckkodsmärkta burkarna i retur. Använd dessa vid nästkommande provmjölkning.

OBS! Robotbesättningar:

Tillsvidare används de gamla kassetterna och provkopparna. Besättningar med DeLaval's robotar kommer att få särskilda instruktioner.

Hur kommer det att fungera?

1. Alla besättningar, utom vissa robotbesättningar, kommer att få nya burkar.
2. Man skickar en provkopp per ko och provning precis som tidigare
3. Löpnumrering av kopparna kan ske precis som tidigare med hjälp av en



koppnummerskiva, liknar mer fingrar som skjuts in mellan provkopparna i koppstället. Om ni använder Förenklad provmjölkning kan ni kopparnumrera korna i den ordning de mjölkas istället.

4. Det finns bara en storlek på backarna. Det går 60 koppar i varje back. Inga koppar (tomma på slutet) ska tas bort. Allt ska in till analyslabbet igen.

5. Locken kommer i en separat plastpåse. Påsen med överblivna lock ska skickas tillbaka med proverna.



6. Backen är markerad med en röd rand till vänster. Första provkopp = nr 1, är precis som förut längst upp till vänster. Röd markering till vänster alltså!

7. Locket till backen har en logga från Eurofins Steins. Locket ska sättas på rättvänt när man har röd markering till vänster.

8. Etiketterna är samma som tidigare. Sätt på **en** etikett på locket till backen dvs. en etikett per 60 mjölkprov. Etiketten sätts längst upp till vänster. Under "Kasset nr" skriver man 1 för back 1, 2 för back 2 o.s.v.

9. Burkarna rymmer drygt 25 ml, dvs något mer än tidigare burkar. Det finns en ny större ösare, rymmer 25 ml, att beställa från Tillbehörsbutiken på Viking Genetics, om man förenklar provmjölkningen och bara vill doppa en gång. Beställ den, det underlättar provtagningen!



Har ni frågor så tveka inte att fråga er Driftsplats, Rådgivare eller Undertecknad

Med vänlig hälsning //Kristina R-G 0511-77 11 36